


A 105/1

Yläkori

Korkeus säädettävissä, ei suihkusuuttimia, sopii erilaisille instrumenteille.



- Oikealla: tilaa 22 suorasuihkusuuttimelle
- Vasemmalla tilaa telineille
- #Aktiivinen käsi- ja kulmakappaleiden sisäosien kuivaus
- Täyttömitat K 225 +/- 30, L 360, S 445 mm
- A 800 suodatinputket sopivat kumpaankin suorasuihkulistaan

EAN: 4002516854814 / Materiaalin numero: 12664820 /

Vanhan materiaalin numero: 69610502D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Mahdollisuus keskussuodattimen käyttöön	•
Kapasiteetti	
Käsi- ja kulmakappaleet [määrä]	22
Ontot instrumentit [määrä]	22
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	202
Ulkomitat, nettoleveys, mm	528
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	528
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	220
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	4,88
Bruttopaino, kg	5,57
Mukana toimitettava paketti	
A 838 kiintoavainsarja [määrä]	1