



UltraCal™ XS

30–35 % KALSIIUMHYDROKSIDIPASTA



NaviTip 29 G

- Röntgenkontrasti
- Korkea pH
- Ensiluokkainen annostelun hallinta

UltraCal XS kalsiumhydroksidipasta on ainutlaatuisesti formuloitu 12,5 pH:n pasta, joka on sekä vesipitoinen että röntgenpositiivinen. Suosittelemme isompaa, 29 G:n NaviTip-kärkeä, jotta juoksevuus olisi odotettu ja suora vienti mahdollinen. UltraCal XS -pasta voidaan poistaa kanavasta helposti ja täydellisesti Ultradentin sitruunahapolla ja NaviTip™ FX™ -kärjellä. Kahden käynnin hoito-ohjelma, johon sisältyi käyntien välillä käytetty kanavansisäinen kalsiumhydroksidilääkitys, johti juurikanavajärjestelmän parempaan mikrobiologiseen tilaan verrattuna yhden käynnin hoito-ohjelmaan.¹

Ultradent™ 20 % -sitruunahappoliuos



NaviTip FX 30 G

- Suositellaan puhdistusaineeksi/esikäsittelyaineeksi preparoiduissa juurikanavissa
- Poistaa mineraali- ja porausjätekerroksen
- Lievästi viskoosinen koostumus on hieman voiteleva
- Poistaa kalsiumhydroksidipastan

Ultradentin sitruunahappo on miedosti hapan materiaali, joka on tehokas kalsiumhydroksidin (esim. UltraCal XS:n) liotuksessa / puhdistuksessa. Sitä suositellaan käytettäväksi puhdistus-/esikäsittelyaineena poistamaan porausjätekerros dentiiniseinämistä. Annostele NaviTip- tai NaviTip FX -kärjellä.

1027

UltraCal XS -pakkaus

4 kpl 1,2 ml (1,76 g) -ruiskuja

20 kpl NaviTip-kärkiä

(Lajitelma 29 G – 5 kutakin pituutta)



606

UltraCal XS -täyttöpakkaus

4 kpl 1,2 ml (1,76 g) -ruiskuja



329

Citric Acid IndiSpense -ruisku

1 kpl 30 ml (31,26 g) -ruisku



¹ Vera J, Siqueira JF Jr, Ricucci D, et al. One- versus two-visit endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: a histobacteriologic study. *J Endod.* 2012;38(8):1040-52.