

FP 20

Suodatinlevyt

kulma- ja käsikapp. koneelliseen puhdistukseen käytettäessä AUF 1- / AUF 2 -



- Mikrohiukkasten aiheuttamien tukosten välttämiseen
- Huokoisuus 2
- 20 suodatuslevyä/pakkaus
- Halkaisija 30 mm

EAN: 4002513505498 / Materiaalin numero: 06059480 /
Vanhan materiaalin numero: 69751201D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Tuoteluokka	
Suodatin	•
Muut lisävarusteet	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Väri	Valkoinen
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	30
Ulkomitat, nettoleveys, mm	100
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	125
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	28
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	125
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	167
Halkaisija, mm	30
Nettopaino, kg	0,06
Bruttopaino, kg	0,10