



SG-KSH-10



Käyttöohjeet

UUTUUS!

STRATA-G™

Sektorimatriisijärjestelmä

Kaikilla lajitelmillä on 60 päivän Rahat takaisin-takuu.**

Tuote	Kuvaus
SG-KS-00 Aloitussarja	<p>3x Strata-G™ rengas (1x lyhyt sininen, 1x pitkä oranssi, 1x leveä vihreä), 100x Strata-G™-matriisinauhat, 5 kokoa (20x kutakin valkoinen 3,5mm, harmaa 4,5mm, violetti 5,5mm, vihreä 6,5mm, sininen 7,5mm), 80x Strata-G™ kiilaa, 4 kokoa (20x kutakin x-small/keltainen, small/sininen, medium/oranssi, large/vihreä), 1x muottitaotut rengaspihdit FXP01 (s. 41)</p>
SG-KSH-10 All-in-One pakkaus	<p>3x Strata-G™ rengas (1x lyhyt sininen, 1x pitkä oranssi, 1x leveä vihreä), 50x Strata-G™-matriisinauhat, 5 kokoa (10x kutakin valkoinen 3,5mm, harmaa 4,5mm, violetti 5,5mm, vihreä 6,5mm, sininen 7,5mm), 50x Strata-G™ Firm-matriisinauhat, 5 kokoa (10x kutakin premolaari 4,3mm, pieni kaulakivi 5,9mm, premolaari/pieni molaari 5,3mm, molaari 6,1mm, molaari/ suuri kaulakivi 7,7mm), 80x Strata-G™ kiilaa, 4 kokoa (20x kutakin x-small/keltainen, small/sininen, medium/oranssi, large/vihreä), 1x muottitaotut rengaspihdit FXP01 (s. 41) 10x VariStrip™ (s. 29), 5x Margin Elevation Bands (s. 36-37)</p>
SG-KS-40 Vakiosarja	<p>3x Strata-G™ rengas (1x lyhyt sininen, 1x pitkä oranssi, 1x leveä vihreä), 50x Strata-G™-matriisinauhat, 5 kokoa (10x kutakin valkoinen 3,5mm, harmaa 4,5mm, violetti 5,5mm, vihreä 6,5mm, sininen 7,5mm), 40x Strata-G™ kiilaa, 4 kokoa (10x kutakin x-small/keltainen, small/sininen, medium/oranssi, large/vihreä), 1x muottitaotut rengaspihdit FXP01 (s. 41)</p>

**Ei tuote tyydytä, palauta se meille hammastarvikeliikkeesi kautta ja saat täyden hyvityksen.