

E 523
Teline
6 verkkokorille.



- 7 pidikettä (6 lokeroa), kork. 145, väli 50 mm

EAN: 4002513199116 / Materiaalin numero: 05649700 /
Vanhan materiaalin numero: 69552301D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Tuoteyhteydät	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline tarjottimille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	6
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	151
Ulkomitat, nettoleveys, mm	220
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	450
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	195
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	495
Nettopaino, kg	1,40
Bruttopaino, kg	1,65