

AUF 1

Pidike

käsi- ja kulmakappaleiden optimaaliseen puhdistukseen yläkorissa O 177/1.



- Voidaan käyttää myös sovittimen A 801 kanssa yläkorissa A 105/1
- Mukana tiiviste, kierreholkki, puristin
- Telineen alaosa, telineen yläosa, 5 suodatuslevyä

EAN: 4002512427517 / Materiaalin numero: 05159510 /
Vanhan materiaalin numero: 68551101D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Pidike ja/tai sovitin käsi- tai kulmakappaleille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	125
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	125
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	315
Nettopaino, kg	0,60
Bruttopaino, kg	0,94
Mukana toimitettava paketti	
FP-suodatinlevy	•