

E 338

Teline

enintään 8 tarjottimen optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 8 tarjottimelle
- 10 pidikettä (8 lokeroa), lev. 295, syv. 33 mm
- Tarjottimen enimmäiskoko 290 x 30 mm
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 400251116160 / Materiaalin numero: 03080600 /  
Vanhan materiaalin numero: 69533801D

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Tuotteen luokitus</b>                                        |                   |
| Pesu- ja desinfiointikoneet                                     | •                 |
| Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille | •                 |
| Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto                    | •                 |
| <b>Tuoteyhteydet</b>                                            |                   |
| PG 8535                                                         | •                 |
| PG 8536                                                         | •                 |
| PG 8581                                                         | •                 |
| PG 8582                                                         | •                 |
| PG 8582 CD                                                      | •                 |
| PG 8591                                                         | •                 |
| PG 8592                                                         | •                 |
| PWA 8672                                                        | •                 |
| PWD 8682                                                        | •                 |
| PWD 8682 CD                                                     | •                 |
| PWD 8692                                                        | •                 |
| <b>Tuoteluokka</b>                                              |                   |
| Teline tarjottimille                                            | •                 |
| <b>Käyttökohde</b>                                              |                   |
| Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely               | •                 |
| <b>Tuotteen ominaisuudet</b>                                    |                   |
| Materiaali                                                      | Ruostumaton teräs |
| Väri                                                            | Ruostumaton teräs |
| Lokeroiden lukumäärä                                            | 8                 |
| <b>Kapasiteetti</b>                                             |                   |
| Tarjottimet [määrä]                                             | 8                 |
| <b>Vakiosähköliitäntä</b>                                       |                   |
| Vaiheiden määrä                                                 | 0                 |
| Jännite, V                                                      | 0-0               |
| Taajuus, Hz                                                     | 0-0               |
| Kokonaisnimellisteho, kW                                        | 0,00-0,00         |
| Sulakekoko, A                                                   | 0-0               |
| <b>Mitat ja paino</b>                                           |                   |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm                                     | 110               |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm                                      | 305               |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm                                      | 445               |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm                                    | 125               |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm                                     | 310               |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm                                     | 500               |
| Nettopaino, kg                                                  | 0,62              |
| Bruttopaino, kg                                                 | 0,85              |