

A 800

Suodatinputki

Onttojen instrumenttien turvalliseen ja taloudelliseen koneelliseen käsittelyyn.



- Suodatinputki suorasuihkuvaunuihin kerrostettua rst-verkkoa
- Silmukkakoko 63 µm
- Puhdistetaan A 804 -puhdistusharjalla
- Sopii yläkoriin A 105/1 ja moduuliin A 315

EAN: 4002515538081 / Materiaalin numero: 09960680 /
Vanhan materiaalin numero: 68680000D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
Tuoteluokka	
Suodatin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	23
Ulkomitat, nettoleveys, mm	23
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	405
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	45
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	220
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	445
Halkaisija, mm	23
Nettopaino, kg	0,36
Bruttopaino, kg	0,89