


BD Discardit™ II, 2-osainen ruisku



- Vahvan männän ansiosta injektointi on miellyttävää ja varmaa, ei riskiä ohivuodoista.
- Kirkkaan muovin ansiosta sisältö näkyy hyvin.
- Asteikko takaa tarkan ja varman annostelun.
- Pysäytin estää männän vetämisen ulos.
- Ergonomisesti muotoiltu mäntä mahdollistaa varman otteen.



BD Discardit™ II

| Koko: ml | Kärki/sijainti | Asteikko ml | Rasia/laatikko kpl | Tuotenro |
|-------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------|
| 2 | Luer/samankeskinen | 0,1 | 100/3000 | 300928 |
| 5 | Luer/epäkeskinen | 0,2 | 100/1800 | 309050 |
| 10 | Luer/epäkeskinen | 0,5 | 100/1200 | 309110 |
| 20 | Luer/epäkeskinen | 1,0 | 80/960 | 300296 |

Valmistusmateriaalit

Sylinteri: polypropeeni
Mäntä: polyeteeni
Liukastusaine: amidi

Ei sisällä PVC:tä, ftalaatteja tai lateksia

Pakkausmateriaalit:

paperi
läpinäkyvä muovi
(polyeteeni/polyamidi)
aaltopahvi



Sterilointimenetelmä
eteenioksidi



5 vuotta

CE-merkitty: MDD 93/42/EEC
(luokka I)



Helping all people
live healthy lives

Oy Becton Dickinson
Äyritie 18
01510 Vantaa
Puh. (09) 8870 780
www.bd.com