



SimpliShade™

Tee työstäsi yksinkertaisempaa vain kolmella värisävyllä

SimpliShade™ on nanohybridiyhdistelmämuovi, jossa on vain kolme värisävyä. Nämä kolme väriä (vaalea, medium ja tumma) kattavat kaikki 16 VITA® klassista värisävyä. Yhdistelmämuovin kameleonttiefekti takaa sen, että lopputulos on esteetinen. SimpliShade™ perustuu lisäksi samaan nanohybridikomposiitti- tekniikkaan, *Adaptive Response Technology (ART)*, kuin Harmonize™-yhdistelmämuovi. ART takaa hyvät käsittelyominaisuudet - tarttumattomuuden ja muotoiltavuuden, esteettiset lopputulokset sekä erinomaiset tekniset ominaisuudet.



- SimpliShade™ -yhdistelmämuovilla pystyt hallitsemaan investointeja ja pienentämään varastojasi. Vähäisempi värisävyyden määrä on taloudellista eikä hukkamateriaalia synny, kun kaikki värit tulevat käytettyä ennen eräpäiviä.

| Yhdistelmämuovipakkaus | Sisältö |
|------------------------|---|
| Unidose-kapseli | 20 kapselia(5 g) - Light 37006 - Medium 37007 |
| | 10 kapselia(2.5 g) - Dark 37008 - Bleach White 37009 - Universal Opaque 37010 |
| Ruisku | 1 ruisku (4 g) - Light 37001 - Medium 37002 - Dark 37003 - Bleach White 37004 - Universal Opaque 37005 |

| SimpliShade™ | VITA Shade Equivalent |
|--|--------------------------|
|  | A1, B1, B2, C1, D2 |
|  | A2, A3, C2, D3, D4 |
|  | A3.5, A4, B3, B4, C3, C4 |