

## BD™-lääkkeenottoneula, tylppä:

- Tylppäkärkinen lääkkeenottoneula pienentää neulanpistotapaturmien riskiä.
- Neulan kärjen hionta on 45°, mikä pienentää riskiä, että partikkeleita menee neulaan lääkepullon kalvon lävistämisen aikana.
- Suodatinneulassa on 5 µ:n suodatin, joka pienentää riskiä, että lasipartikkeleita menee neulaan, kun lääkettä otetaan lasiampullista. 5 µ:n suodatin pienentää lasihiukkasten riskiä jopa 98–99 %.<sup>1</sup>



Kuvaus	Koko: ulkohalkaisija x pituus G x tuumaa	Koko: ulkohalkaisija x pituus mm	Kärki	Värikoodi	Rasia/laatikko kpl	Tuotenro
Ei suodatinta	18 x 1 1/2	1,25 x 40	Tylppä	Punainen	100/5000	303129
Ei suodatinta	18 x 1	1,25 x 25	Tylppä	Punainen	100/1000	305181
5 µ:n suodatin	18 x 1 1/2	1,25 x 40	Tylppä	Vaaleanpunainen/violetti	100/1000	305211

### Valmistusmateriaalit

Kanta ja neulansuojus:

polypropeeni

Neula: ruostumaton teräs (AISI 304)

Kiinnitysaine: epoksihartsi

Liukastusaine: silikoniöljy

Suodatin: polyesteri

### Pakkausmateriaalit:

sekapolymeeri

paperi

kartonki

aaltopahvi



Sterilointimenetelmä

Tuotenro 305181:

gammasäteily

Tuotenro 303129, 305211:

eteenioksidi



5 vuotta

CE-merkitty: MDD 93/42/EEC  
(luokka IIa)