



POLO DENT®

POLODENT POLOFLEX HIONTAKIEKOT

Yksipuoliset hiontakiekot yhdistelmämuovin viimeistelyyn ja kiillotukseen.

Värikoodatut karkeudet helppoon tunnistukseen:

Keltainen = erittäin hieno (x-fine)

Vaalea oranssi = hieno (fine)

Tummanoranssi = keskikarkea (medium)

Punainen = karkea (coarse)

Saatavana kahdessa eri halkaisijassa Ø 9,5 mm ja Ø 12,7 mm.

Pakkauskoko 50 kpl.

Til.nro 729506	PoloFlex 2.0 Hiontakiekkko 9,5 mm x-fine
Til.nro 729508	PoloFlex 2.0 Hiontakiekkko 9,5 mm fine
Til.nro 729510	PoloFlex 2.0 Hiontakiekkko 9,5 mm medium
Til.nro 729512	PoloFlex 2.0 Hiontakiekkko 9,5 mm coarse

Til.nro 729514	PoloFlex 2.0 Hiontakiekkko 12,7 mm x-fine
Til.nro 729516	PoloFlex 2.0 Hiontakiekkko 12,7 mm fine
Til.nro 729518	PoloFlex 2.0 Hiontakiekkko 12,7 mm medium
Til.nro 729520	PoloFlex 2.0 Hiontakiekkko 12,7 mm coarse

We'll back
you up