

Kohti nollapistettä

Apex ID™

Digitaalinen juurikanavamittari

APEX ID on kompakti ja moderni mittari, jolla mittaat tarkasti ja luotettavasti juurikanavien pituudet varmistaen parhaan mahdollisen hoidon lopputuloksen.

Nollapisteen säätö

Muokkaa nollapistettä kliinisen harkintasi mukaan. Sinun ei tarvitse seurata monitoria jatkuvasti. Äänimerkki kertoo, milloin saavutat asettamasi nollapisteen.

Luotettava riippumatta kanavan olosuhteista

Apex ID on suunniteltu toimimaan tarkasti riippumatta kanavan olosuhteista. Oli kanavassa sitten sylkeä, EDTA:ta, NaOCl:a, Klooroheksidiiniä tai oli kanava kuiva, kostea, tai vuotava. Apex ID mittaa tuloksen tarkasti ja luotettavasti.

Itsestään kalibroituva

Apex ID kalibroi itse itsensä jatkuvasti tarkan ja parhaan mahdollisen mittatuloksen saamiseksi.



Koko 6,5 cm x 9,5 cm

Selkeä värinäyttö

Valinnainen käyttäjän asettama nollapiste

Ei virtajohtoa

Paikoilleen napsautettava painava alusta lisää vakautta



Tilauskoodi	Tuote
972-0090	(1) Apex ID, (1) Apex ID teline, (5) huuli koukku, (2) viila klipsi, (1) viila koetintikku, (1) potilasjohto, (3) AAA 1,5V paristoa.
972-0092	(5) Apex ID -huulikoukku
972-0093	(2) Apex ID -viila klipsi
972-0094	(1) Apex ID -viila koetintikku
972-0095	(1) Apex ID -potilasjohto

077-3145 Rev. A