



ECS HÖYRYINDIKAATTORI 5. LK



Tuotenumero: ECSTEAM983L

Valmistajan tuotenumero: EC.STEAM98.3-L

Pakkauskoko: 250 kpl

Väriä muuttava 5. luokan kemiallinen indikaattoriliuska. Indikaattori seuraa, että autoklaavin sterilointiprosessissa toteutuvat oikeat olosuhteet (sterilointilämpötila, aika ja kyllästetyn vesihöyryn läsnäolo) höyrysteriloinnin aikana 121 ja 134 asteessa. Kun sterilointisykli on oikein suoritettu indikaattorin väri muuttuu keltaisesta mustaksi prosessin aikana. Käytetään instrumenttipakkauksien, pussien ja toimenpidepakkausten sisällä.

*We'll back
you up*