


STERILOITAVA, SILIKONINEN PORATELINE

Poranterät ovat helppo kiinnittää ja poistaa BurButler-silikonialustasta. Terät pysyvät siististi paikallaan alustassa myös desinfektorissa!

6 väriä: oranssi, valkoinen, pinkki, lila, sininen ja musta

5-paikkainen silikoninen porateline FG- ja W-kiinnitteisille poranterille.

CBurBDW.05BLP
valkoinen
CBurBSP.05BLP
sininen




10-paikkainen silikoninen porateline FG- ja W-kiinnitteisille poranterille.

CBurBDW.10BLP
valkoinen
CBurBSP.10BLP
sininen



25-paikkainen silikoninen porateline FG- ja W-kiinnitteisille poranterille.

CBurBDW.25BLP
valkoinen
CBurBSP.25BLP
sininen



25-paikkainen silikoninen porateline FG-, W- ja HP-kiinnitteisille poranterille korkealla kannella.


CBurBDW.25BLTP
valkoinen




Kaikki värit ja koot saatavana tehdastilauksena.

Ilman magneettia

BurButler silikonialustan joustavat, kapenevat reiät takaavat, että poranterät pysyvät siinä hyvin kiinni.




Poranterät erottuvat alustasta hyvin läpinäkyvän kannen ansiosta.



Tiivis, hyvin istuva

kansi on helppo irrottaa ja laittaa paikalleen yhdellä kädellä.



GDS



We'll back
you up