














3M™ Filtek™ -yhdistelmämuovit

Täydellinen valikoima korjaavan hoidon ratkaisuja yksilöllisiin tarpeisiin.

3M on yksi maailman luotetuimmista yrityksistä, jolla on pitkät perinteet hammashoidon tuotteiden valmistuksesta. 3M™ Filtek™ -yhdistelmämuoveja on käytetty yli kahden miljardin restauraation tekemiseen maailmanlaajuisesti. Hammashoidon yhdistelmämuoveja sisältävästä Filtek-tuoteperheestä voit valita juuri oikean vaihtoehdon kaikkiin kliinisiin tarpeisiin. Valikoimassa on esteettisesti miellyttäviä ja erittäin helppokäyttöisiä vaihtoehtoja.

Ominaisuudet	Esteettisyys ja monipuolisuus		Esteettisyys ja yksinkertaisuus		Tehokkuus ja yksinkertaisuus	
	3M™ Filtek™ Supreme XTE -yhdistelmämuovi	3M™ Filtek™ Supreme Flowable -yhdistelmämuovi	3M™ Filtek™ Easy Match -yhdistelmämuovi	3M™ Filtek™ Universal -yhdistelmämuovi	3M™ Filtek™ One Bulk Fill -yhdistelmämuovi	3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable -yhdistelmämuovi
 Tärkeimmät edut	<ul style="list-style-type: none"> Esteettinen lopputulos ja luonnollisen näköinen fluoresenssi Erinomainen kestävyys sekä etu- että taka-alueen täytteissä 	<ul style="list-style-type: none"> Ei juurikaan ilmakuplia eikä materiaalin valumista Ergonominen muotoilu Annostelukärjen koko valittavissa (20 G, 27 G) 	<ul style="list-style-type: none"> Nopea, helppo ja intuitiivinen sävyn valinta opaakisuudesta tinkimättä Yksinkertaiset yhden sävyn restauraatiot Luonnollinen opaakisuus 	<ul style="list-style-type: none"> Esteettinen lopputulos universaalien opaakisuuden ansioista Pinkki opaakkeri tummien alueiden peittämiseen Vähäinen kutistumisjännite 	<ul style="list-style-type: none"> Parannettu opaakisuus esteettisempään lopputulosta varten Yksivaiheinen annostelu 5 mm:n kerrospaksuuteen saakka 	<ul style="list-style-type: none"> Ei juurikaan ilmakuplia eikä materiaalin valumista Yksivaiheinen annostelu 4 mm:n kerrospaksuuteen saakka Ergonominen muotoilu
 Sävyn määrä	36 (Dentin, Body, Enamel, Translucent)	12	3	8 (sekä Extra White ja pinkki opaakkeri)	5	4
 AITO-nanoteknologia	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei
 Käsittely	Napakka	Juokseva koostumus	Napakka	Pehmeä	Muotoiltava	Juokseva koostumus
 Kiillon säilyvyys	Erinomainen					—*
 Kulumiskestävyys	Erinomainen					—*
 Turvallinen yhdistelmämuovien lämmitykseen ja ruiskumuottiteknikkaan^{1,2}	Kapselit	Ruiskut ja kapselit	Kapselit	Kapselit	Kapselit	Ruiskut ja kapselit
						

¹ Lämmitä kapselit enintään 70 °C (158 °F) enintään tunnin ajan. ² Lämmitä Flow-muovien ruiskut enintään 70 °C (158 °F) enintään 1 tunti, jopa 25 kertaa. ³ 3M:n sisäinen tutkimus.
* Filtek Bulk Fill Flow -materiaali edellyttää vähintään 2mm:n kerroksen yleisyhdistelmämuovia tai taka-alueen yhdistelmämuovia purupinnalle.

Täydellinen luettelo indikaatioista löytyy tuotteen käyttöohjeissa.

Solventum Dental Solutions

Keilaniementie 1
02150 Espoo

3M.fi/dental

www.3M.com/Filtek

© Solventum 2024. Solventum, S-logo ja Filtek ovat Solventumin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 3M ja 3M-logo ovat 3M:n tavaramerkkejä.