

A 830

Teline

Pidike osiin purettavalle suupeilille.



- Telineeseen E 337/1
- 3 lokeroa. Ø 8 mm, 14 lokeroa. 10 x 19 mm, 2 lokeroa. 8 x 19 mm
- -

EAN: 4002516125334 / Materiaalin numero: 10730400 /
Vanhan materiaalin numero: 68683000D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Tuoteyhteydet	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Musta
Lokeroiden lukumäärä	16
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	49
Ulkomitat, nettoleveys, mm	148
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	11
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	80
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	120
Nettopaino, kg	0,01
Bruttopaino, kg	0,02