




Küretten GRACEY Standard
Curettes

farbliche Indikation für den Einsatzbereich
Colored indication for the application zone



Küretten GRACEY MiniFive
Curettes



3mm längerer 1er Schaft und kürzere Arbeitsspitzen wie Standard GRACEY für tiefe Parodontaltaschen (mind. 5mm) kurzes Arbeitsende speziell geeignet für schmale Wurzeloberflächen z.B. Frontzahnbereich

The 1st shaft 3mm longer but shorter working ends than standard-GRACEY for periodontal pockets at least 5mm deep. The short working ends are especially adapted for small root surfaces (incisors)

