

Elements™ IC

Täydellinen ja luotettava lämminguttaperkka-järjestelmä, joka sisältää Downpack-katkaisukäsikappaleen ja Backfill-täyttökäsikappaleen. Lämminguttaperkka-laitteella teet nopeasti ja helposti luotettavat ja tiiviit juurikanavatäytteet.

Käsikappaleet ovat langattomat ja ergonomiset. Induktiolataus lataa käsikappaleet nopeasti. Yhdellä latauksella voidaan tehdä 16 juurikanavatäytettä.

elements™ IC Obturation System

973-0600-TYPEF



Buchanan™ -lämpökärjet

Korkealaatuiset lämpökärjet on muotoiltu vastaamaan juurikanavan lopullista preparointia. Kärjet edesauttavat guttaperkan kondensoitumista juurikanavassa aiheuttamatta tarpeetonta räsitusta kanavalle.

Koska elements™ IC -lämminguttaperkkalaite pitää lämpötilan vakiona hoidon aikana, Buchanan™-lämpökärki ei pehennä täyttömateriaalia liikaa ja lämmin materiaali täyttää tiiviisti myös sivukanavat samoin kuin se tiivistää apikaalisen alueen. Kun päästät irti lämmönsäädöstä jäähtyy kärki välittömästi ja on helposti nostettavissa juurikanavasta.



- 952-0003 Buchanan Heat Pluggers (XF, F, FM, M, ML)
- 952-0004 Buchanan Heat Plugger Fine .06 Taper
- 952-0005 Buchanan Heat Plugger Fine Medium .08 Taper
- 952-0006 Buchanan Heat Plugger Medium .10 Taper
- 952-0007 Buchanan Heat Plugger Medium/Large .12 Taper
- 952-0031 Buchanan Heat Plugger Extra Fine .04 Taper



Guttaperkka-ampullit

Lämminguttaperkkalaitteisiin Elements™ IC ja Elements™ Free sopiva ampulli, jossa on guttaperkkaa neljän juurikanavan täyttöön. Erittäin kestävä neula voidaan esitaivuttaa juurikanavan anatomian mukaan. Neula on kuparia ja se on päällystetty kullalla. Nämä materiaalit johtavat lämpöä tehokkaasti, vähentäen sitä riskiä, että guttaperkka viilenisi.

- 972-2500 Elements™ Gutta Percha Cartridge Medium 23GA, 10 kpl
- 972-2501 Elements™ Gutta Percha Cartridge Light 25GA, 10 kpl
- 972-2502 Elements™ Gutta Percha Cartridge Heavy 23GA, 10 kpl



Buchanan™ -käsi-instrumentit

Käsi-instrumenteissa on kapeneva NiTi-pää ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu täppäyspää. Käsi-instrumentteja voidaan käyttää kaikissa tavallisissa täyttötekniikoissa, niin lämmin- kuin kylmämenetelmissä. Buchanan™-käsi-instrumenteilla tiivistetään guttaperkka juurikanavassa täytön jälkeen.

Käytä värikoodattua NiTi-päätä täytön viimeistelyyn jopa erittäin kaarevissa juurikanavissa. Molemmat päät tiivistävät hallitusti guttaperkkaa. Buchanan™-käsi-instrumentit kestävät pitkäaikaista käyttöä ja sterilointia

- 974-0060 Buchanan Hand Plugger, size #0
- 974-0058 Buchanan Hand Plugger, size #1
- 974-0059 Buchanan Hand Plugger, size #2



Kerr