

Soft-Face™ -kiilassa yhdistyvät adaptoituvat materiaalit, vahva sisäosa ja edistykselliset mekaaniset ominaisuudet. Näin on syntynyt kiila, joka todella toimii. Joka kerta.



Composi-Tight® 3D Fusion™ kiilat

Lajitelma Kuvaus

FXK4-M Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedge Kit 200/pakk
50 kutakin kokoa

FXK4 Composi-Tight® 3D Fusion™ Wedge Kit 400/pakk
100 kutakin kokoa

Täyttöpakkaukset

FXYL	xtra-small, keltainen	● XS	100/pakk
FXBL	small, sininen	● S	100/pakk
FXOR	medium, oranssi	● M	100/pakk
FXGR	large, vihreä	● L	100/pakk

Garrison Dental Solutions | Puh. +49 (0) 2451 971-409 | **UUTTA!** Yksinkertaista, turvallista ja nopeaa osoitteessa <https://catalogue.garrisdental.net/fi/>

Composi-Tight®
3D Fusion™ ●●
Ultra Adaptive Wedges

Hyvä ote.

Kiilan universaali kantaosa mahdollistaa kontrolloidun kiilan viemisen, käytäpä mitä tahansa vientipihtejä tai atuloita. Käytä mitä haluat - Composi-Tight® 3D Fusion™ kiila toimii.

Ei kipua - kaikki hyötyä.

Ylöspäin kaartuva suksen mallinen kärki ja pehmeät sädereunat liukuvat kofferdamkumin tai papillan yli mahdollistaen traumattoman viennin.

Toimivat siivekkeet.

Pehmeät retentiiviset siivekkeet painuvat pehmeästi yhteen kiilan viennin aikana ja ponnahtavat takaisin, kun ovat menneet interdentaalialueen läpi. Kiilan takaisinliukuminen on historiaa!

Tukeva sisäosa.

Vahva sisäosa mahdollistaa helpon kiilaamisen ja hampaan separoimisen kuten perinteinen kiilakin.

Todella pehmeä.

Composi-Tight® 3D Fusion™ Soft-Face™ kiilan muotoilu saa kiilan tekemään sen mitä mikään muu kiila ei tee - todella adaptoitumaan interdentaalialueen epätasaisuuksiin.

