



Cleanic™

Perliittiä sisältävä yhden vaiheen puhdistuspasta

Cleanic™-puhdistuspasta sisältää perliittihiukkasia, jotka puhdistavat ja kiillottavat hampaan pinnan yhdellä pastapuhdistuksella. Perliittihiukkaset eivät aiheuta hankausvaurioita kiilteeseen tai dentiiniin. Patentoitu perliittitekniikka perustuu hiukkasten pyöristymiseen puhdistuksen aikana. Alussa kulmikkaat ja hoivat hiukkaset puhdistavat hampaan pintaa ja pyöristyessään ne alkavat kiillottaa. Yksi pasta toimii siis kaksivaiheisesti ja tehokkaasti.

- Tuubeissa 100 g, fluorilla (0.10% NaF) Mint, Green Apple, Berry ja Light (mauton)
- Tuubissa 100 g, ilman fluoria Mint
- Yksittäispakatut Single Dose -kupit fluorilla Mint (0.10% NaF), pakkauksessa 200 kpl x 2 g sekä 3 sormikuppia
- RDA 21, hellävarainen mutta ei hankaava
- PCR 83, pastassa on hyvä kiillotusteho



Kokeile Pro-Cup™-puhdistuskuppien kanssa!

Kerr™