



Produktbeskrivning

705305 Instrument Tray, fine mesh

Tvättkorg avsedd att bli. Användas vid rengöring och sterilisering av olika kirurgiska instrument och verktyg.

Korgen fungerar som bärare/hållare av instrument och verktyg under interna transporter och under rengöring/sterilisering i olika diskdesinfektorer och autoklaver.

Produkten är en Medicinteknisk produkt av riskklass I (MDR EU 2017/74)

UDI-DI: 735012544011

Material: Stainless Steel EN 1.4301

Mått: 310x210x40 mm

Max last: 10 KG

Hantera produkten varsamt så att den inte utsätts för stötar eller slag.



Tillverkare:

Harry Holms AB

Rörläggarevägen 7

684 30 Munkfors

Telefon: +46 563 533 55

info@harryholms.se

www.harryholms.se