

A 819

Hylsy

onttojen instrumenttien optimaaliseen koneelliseen käsittelyyn.



- Esim. magnetostriktiivisille ultraäänikärjille, esim. Cavitron
- Sisämitta 108 mm, ulkomitta 128 mm, Ø 11 mm
- Suojus, jonka Ø 10 mm
- Varustettu puristimella, jota on käytettävä

EAN: 4002515990278 / Materiaalin numero: 10721750 /

Vanhan materiaalin numero: 68681900D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Tuoteyhteydet	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Pidike	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Kapasiteetti	
Ultraäänikärjet [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	10
Ulkomitat, nettoleveys, mm	100
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	114
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	120
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	170
Nettopaino, kg	0,03
Bruttopaino, kg	0,03