

# Bluephase® G4

## Älykäs LED-valokovettaja

Kutsumme Bluephase G4-valokovettajaa älykkääksi, koska siinä on patentoitu Polyvision-tekniikka. Se havaitsee valokovettimen virheliikkeen pois kohteesta, jonka seurauksena restaurointi ei polymerisoidu luotettavasti. Tällöin valokovettaja varoittaa havaitusta virheestä käyttäjäänsä värisemällä ja tarvittaessa pidentää automaattisesti kovetusaikaa 10%. Bluephase G4 toimitetaan aktiivisella heijastuksenestosuojauksella, jotta valo ei aktivoituisi suun ulkopuolella.

## Etusi

- ✓ Luotettavaa valokovettamista kaikille valokovetteisille materiaaleille Polywave LEDin ansiosta
- ✓ Voit valita kahdesta eri valokovetus-tilasta: Tehotila, 1 200 mW/cm<sup>2</sup> tai PreCure-tila 950 mW/cm<sup>2</sup>
- ✓ Leveä 10 mm:n valonjohtin säästää aikaa kertakovetuksissa
- ✓ Pre-cure- esikovetus-ohjelma, kun haluat poistaa sementtiylimäärät helposti
- ✓ 3 vuoden takuu



## Bluephase® Meter II

### Valotehomittari

Bluephase Meter II on tarkka ja yksinkertainen valotehomittari kaikentyyppisille valokovettajille. Ainoastaan säännöllisesti tehdyt mittaukset takaavat sen, että valokovetettavat restauroitukset kovettuvat täydellisesti ja niiden laatu kestää vuosien kulutuksen.

- ✓ Korkea mittaustarkkuus, jonka toleranssi on vain  $\pm 10\%$
- ✓ Integroituna valonjohtimen halkaisijan mittausta
- ✓ 3 vuoden takuu

