

# POLO DENT®

## PoloDent Muovikiila

Pakkauskoko 100 kpl. Muovikiila on kertakäyttöinen, mutta voidaan autoklavoida ennen käyttöä.

630134P Keltainen S


630136 Vihreä M

630138 Minttu L

630140 Sininen XL

Pakkauskoko 200 kpl

630132 Lajitelma S - XL



## PoloWedge muovikiila DME


DME (Deep Margin Elevation Wedge) muovikiilat takaavat anatomisen muodon ja hyvän kontaktin. Kiilan epäsymmetrinen muoto mahdollistaa syvissä kaviteeteissa ja kruunun sementoinneissa tiiviin sauman/kontaktin. Pakkauskoko 50 kpl.

630146 PoloWedge muovikiila DME vihreä M

630148 PoloWedge muovikiila DME sininen L

Pakkauksessa 50 kpl medium ja 50 kpl large kokoja.

630142 PoloWedge muovikiila DME lajitelma



UNIDENT®

We'll back  
you up