


E 522/1
Teline
9 jäljennösastialle.



- 9 pidikettä

EAN: 4002514072722 / Materiaalin numero: 06697010 /
Vanhan materiaalin numero: 68552202D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kapasiteetti	
Jäljennöslusikat [määrä]	9
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	140
Ulkomitat, nettoleveys, mm	100
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	190
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	245
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	240
Nettopaino, kg	0,27
Bruttopaino, kg	0,36