




ESTELITE BULK FILL *Flow*

ESTELITE BULK FILL *Flow*

Ominaisuudet ja edut:

- Supra-nano pallofilleri
- Erinomainen kameleonttiefekti
- Hyvä kulutuskestävyys
- 4 mm kerrospaksuus/valokovetus 10s
- Helppo kiillotettavuus
- Pieni kovettumiskutistuminen 2,1%
- Hyvä kaviteettiin adaptoituminen
- EI TARVITSE ERILLISTÄ PINTAMUOVIA



| Väri | Ruisku 1,8 ml/ 3g +10 kpl | PLT-kapseli 20 x 0,2 g |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| Universal U | Til.nro 12705DS | Til.nro 12725DS |
| B1 | Til.nro 12706DS | Til.nro 12726DS |
| A1 | Til.nro 12707DS | Til.nro 12727DS |
| A2 | Til.nro 12708DS | Til.nro 12728DS |
| A3 | Til.nro 12709DS | Til.nro 12729DS |
| Vientikärki 50 kpl | Til.nro 12740DS | |

Valokovetteinen sidosaine valmistajan ohjeen mukaan



1 Sidostus valokovetteisella sidosaineella



2 Kerrospaksuus max. 4 mm



3 Valokovetus 10 s



4 Viimeistely

We'll back you up