

# Helpota sementointiasi oikeilla lisätarvikkeilla

## Monobond® Etch & Prime

### Maailman ensimmäinen yksikomponenttinen lasikeramiaprimeri

Adheesiivisessa yhdistelmämuovisementoinnissa restauraation kunollinen esikäsittely on erittäin tärkeä osa sementointiprosessia. Perinteisesti lasikeramiarestauraatioiden sidostettava pinta esikäsitellään fluorivetyhapolla ja sen jälkeen pinta silanoidaan.

Innovatiivisen Monobond Etch & Primen oostumuksen ansiosta esikäsittely ja silanointi tapahtuu samanaikaisesti. Tämä tehokas yhdistelmä helpottaa lasikeramioiden esikäsittelyä ja on tervetullut vaihtoehto fluorivetyhapolle.

- ✓ Etsaus ja silanointi samassa vaiheessa
- ✓ Kaikki yhdessä pullossa
- ✓ Vähemmän työvaiheita
- ✓ Pitkäikäinen kestävä sidos <sup>[1,2]</sup>



## Monobond® Plus

### Yleisprimeri

- ✓ Kaikille restauraatiomateriaaleille
- ✓ Reaktioaika - vain 1 min
- ✓ Säilytys huoneenlämmössä



## Liquid Strip

Glyseriinigeeli, joka mahdollistaa valokovetteisten materiaalien kovettumisen pintaan asti estämällä hapen aiheuttaman happi-inhibitiokerroksen.



## IPS Natural Die Material

### Pilariväriskaala

Kruunun lopullisesta väristä tulee luonnollinen vain, jos preparoidun hampaan runkoväri on määritetty. Hiotun pilarin väriä vastaavan väriskaalan avulla hammas-teknikko varmistaa valokuvatusta pilarista helposti preparoidun hampaan runkoväriin.



## Ivoclean

### Suun ulkopuolella käytettävä puhdistuspasta

Puhdistaa tehokkaasti proteettisten rakenteiden sidostettavat pinnat sovituksen jälkeen. Ivoclean luo optimaaliset olosuhteet sementoinnille.

## A-D väriskaala

Väriskaala, jolla valitset hammasvärin A-D-skaalalla ja lisäväreinä Bleach BL-sävyt

- ✓ 16 A-D-färger
- ✓ 4 Bleach-väriä
- ✓ Voidaan desinfioida ja autoklavoida



## VivaDent® Polishing Paste

### Preparoidun hammaspinnan puhdistamiseen

- ✓ Fluorfri profylaksiapasta (medium)

