

E 473/2

Suodatin

kannellinen, sopii mikrokomponenteille.



- Kiinnitykseen
- Helposti suljettava kansi

EAN: 4002515811962 / Materiaalin numero: 10623720 /
Vanhan materiaalin numero: 69547303D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	88
Ulkomitat, nettoleveys, mm	66
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	66
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	110
Nettopaino, kg	0,10
Bruttopaino, kg	0,15