



Zahnmedizin

Dentistry
Odontologie
Odontología





Schleifkörper grün und rosa

Abrasives green and pink

Abrasifs vert et rose

Abrasivos verdes y rosa



für Keramik, Kunststoffe, Metall-Legierungen, Schmelz

Siliziumkarbid Schleifkörper (SiC), grün
Keramische Bindung
Korngröße mittel
Bindungshärte mittel

for ceramic, acrylics, metal alloys, enamel

Silicon carbide abrasives (SiC), green
Ceramic bond
Grit size medium
Bonding hardness medium

pour céramique, acrylique, alliages métalliques, émail

Abrasifs en carbure de silicium (SiC), vert
Liaison céramique
Taille de grain moyen
Dureté de liaison moyen

para cerámica, acrílico, aleaciones metálicas, esmalte

Abrasivos de carburo de silicio (SiC), verde
Ligazón cerámica
Tamaño de grano medio
Dureza de la ligazón media

W/RA/CA ISO 655 204 ...	601/030 001 523 030	602/040 001 523 040	603/050 001 523 050	619/050 042 523 050	622/060 042 523 060	624/060 109 523 060	626/050 068 523 050	627/060 068 523 060	637/025 110 523 025	648/020 171 523 020
L mm	-	-	-	2,90	3,40	5,00	2,90	2,90	6,00	6,00

W/RA/CA ISO 655 204 ...	649/025 171 523 025	652/033 173 523 033	661/030 243 523 030	662/035 243 523 035	663/050 243 523 050	666/033 257 523 033	667/040 257 523 040	671/050 260 523 050
L mm	6,00	10,50	6,50	7,50	9,50	6,00	7,00	10,00

für mittelharte Metall-Legierungen

Edelkorund Schleifkörper (Al₂O₃), rosa
Keramische Bindung
Korngröße mittel
Bindungshärte mittel

for medium hard metal alloys

High-grade corundum abrasives (Al₂O₃), pink
Ceramic bond
Grit size medium
Bonding hardness medium

pour alliages métalliques moyen-durs

Abrasifs en corindon affiné (Al₂O₃), rose
Liaison céramique
Taille de grain moyen
Dureté de liaison moyen

para aleaciones metálicas media duras

Abrasivos de corindon fino (Al₂O₃), rosa
Ligazón cerámica
Tamaño de grano mediano
Dureza de la ligazón mediana

W/RA/CA ISO 625 204 ...	624/060 109 523 060
L mm	5,00

Schleifkörper weiß

Abrasives white

Abrasifs blanc

Abrasivos blancos



für Feinstbearbeitung von Composites

Edelkorund Arkansas Schleifkörper (Al₂O₃), weiß

Keramische Bindung
Korngröße extra fein
Bindungshärte hart

for smooth grinding of composites

High-grade corundum Arkansas abrasives (Al₂O₃), white

Ceramic bond
Grit size extra fine
Bonding hardness hard

pour le finissage de composites


Abrasifs Arkansas en corindon affiné (Al₂O₃), blanc





Liaison céramique
Taille de grain extra fin
Dureté de liaison dur

para correcciones frinas de composite

Abrasivos Arkansas de corindón fino (Al₂O₃), blanco

Ligazón cerámica
Tamaño de grano extra fino
Dureza de la ligazón dura



 				
FG ISO 635 314 ... 	601/030 001 504 030	649/025 171 504 030	653/030 204 504 030	661/030 243 504 030
W/RA/CA ISO 635 204 ... 	601/030 001 504 030	649/025 171 504 030	653/030 204 504 030	661/030 243 504 030
L mm	-	6,00	10,50	6,50