


C1

ID-No.	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
500 104 001 001 ...	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017
500 105 001 001 ...							010		012		014		016	
500 202** 001 001 ...					008	009	010		012		014		016	
500 204 001 001 ...	004	005	006	007	008	009	010		012		014		016	
500 205 001 001 ...	004	005	006	007	008	009	010		012		014		016	
500 206 001 001 ...	004	005	006	007	008	009	010		012		014		016	
500 313** 001 001 ...		005	006	007	008	009	010		012		014		016	
500 314 001 001 ...	004	005	006	007	008	009	010		012		014		016	
500 315 001 001 ...	004	005	006	007	008	009	010		012		014		016	
500 316* 001 001 ...					008*	009*	010*		012*		014*		016*	
US-No.	1/4	1/2	-	1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	

316 *max. 160.000 min⁻¹

C1

ID-No.	018	019	021	022	023	025	026	027	028	029	030	031
500 104 001 001 ...	018	019	021	022	023	025	026	027	028	029	030	031
500 105 001 001 ...	018		021		023	025		027		029		031
500 202** 001 001 ...	018		021		023							
500 204 001 001 ...	018		021		023	025		027		029		031
500 205 001 001 ...	018		021		023	025		027		029		031
500 206 001 001 ...	018		021		023	025		027		029		031
500 313** 001 001 ...	018		021		023							
500 314 001 001 ...	018		021		023							
500 315 001 001 ...	018		021		023							
500 316* 001 001 ...	018*		021*		023*							
US-No.	6	-	7	-	8	9	10	-	-	-	11	

316 *max. 160.000 min⁻¹


... **202****
 ... **313****

WSt-Mini und FG-Shorty auch geeignet
für Kinderzahnheilkunde und Arbeiten
bei eingeschränkter Mundöffnung

RA-Mini and FG-Shorty also suitable for
pediatric dentistry and work at restricted
mouth opening

CA-Mini et FG-Shorty pour chirurgie den-
taire d'enfants et travaux à orifice buccal
restreint

CA-Mini y FG-Shorty para odontología
pediátrica así como trabajos a orificio
bucal restringido



C1 S

ID-No.	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031
500 104 001 003 ...	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031
500 204 001 003 ...	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031
500 205 001 003 ...	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027		
500 314 001 003 ...	008	009	010	012	014	016	018	021	023				
500 316* 001 003 ...	008*	009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*				

316 *max. 160.000 min⁻¹

Zum Exkavieren -
Schnittfreudige Verzahnung

For excavating -
High cutting efficiency
Pour tailler une cavité -
Denture de taille effective
Para excavar -
Alta efectividad de corte

H · HP · PM · PM




... **104**
 ... **105**

W · RA · CA · CA



... **202**
 ... **204**
 ... **205**
 ... **206**

FG · FG · FG · FG



... **313**
 ... **314**
 ... **315**
 ... **316**