

## PWD 8531 [DSN IMS]

Pöydälle sijoitettava pesu- ja desinfiointikone kuumailmakuivauksella ja 2 annostelupumpulla.



- Kapasiteetti/ohjelma, esim. 6 käsi- tai kulmakappaletta ja 6 imulaitetta
- Parempi tehokkuus pienille vastaanotoille – kompakti muotoilu
- Tehokas kuumailmakuivaus – DryPlus
- Helppo nesteiden annostelu – 2 integroitua annostelupumppua
- Helppo käyttää – LCD-näyttö, jossa lasikosketus

EAN: 8051160651504 / Materiaalin numero: 10956980 / Vanhan materiaalin numero: 63853101NER

<b>Rakennetyyppi ja design</b>	
Rakennetyyppi	Työtasolle sijoitettava
Ulkovaippa	Ruostumaton teräs
Lasiluukku	•
Merkkiääni ohjelman päätyttyä	•
Huoltoystävällinen suunnittelu	•
<b>Sovellus</b>	
Sopii hammaslääkärin vastaanotoille	•
<b>Kapasiteetti</b>	
Verkkokoreja (E 197) / ohjelma [määrä]	3
Pieniä koreja tai verkkokoreja / ohjelma [määrä]	8
Kirurgisia syljenimuja / ohjelma [määrä]	6
Siirtoinstrumentteja/ohjelma [määrä]	6
Muita esineitä / ohjelma	Suun täyhystimet, Pinsetit, Sondit, Pihdit
<b>Suorituskykytiedot</b>	
Qmax-pumpun tuotto, l/min	90
Pesutilan käyttötilavuus, l	73,00
Korkein loppuhuuhTELULämpötila, °C	93
<b>Ohjaus</b>	
Ohjaus	MP.CON 3
Ohjelmavalinta	Touch on Glass -kosketusohjaus
Pikavalintapainikkeet	•
Ohjelmoitavuus	Vapaasti ohjelmoitava
AO-arvojen tallennus	•
Jäljellä olevan ajan näyttö	•
Ohjelmavaiheen näyttö	•
Valittavissa olevat näytön kielet	•
<b>Vakiosähköliitäntä</b>	
Sähköliitäntä	AC 230V 50HZ
Sähkölämmitysteho, kW	2,60
Kokonaisnimellisteho, kW	2,75
Sulakekoko, A	16
Virtajohdon pituus, m	2,00
<b>Vesiliitäntä/vedenpoisto</b>	
Kylmä vesi [lukumäärä]	1
Vaadittu virtauspaine, kPa	100-800
DI-vesi [määrä]	1
Poistopumpun suurin nostokorkeus, cm	80
Veden enimmäiskovuus (kylmä vesi / lämmin vesi), mmol/l	0,70
Poistopumppu [DN]	22
<b>Kuivausyksikkö</b>	
Integroitu kuivausyksikkö	•
Puhallinyksikkö, kW	0,06
Lämmitysvastus, kW	0,75
Ilman läpivirtaus, m <sup>3</sup> /h	110
Ajan asetus 1 minuutin askelin	0-120

## PWD 8531 [DSN IMS]

Pöydälle sijoitettava pesu- ja desinfiointikone kuumailmakuivauksella ja 2 annostelupumpulla.



EAN: 8051160651504 / Materiaalin numero: 10956980 /  
Vanhan materiaalin numero: 63853101NER

HEPA-suodatinluokka	H14
HEPA-suodattimen suodatusteho (standardin DIN EN 1822 mukainen), %	99,99
HEPA-suodattimen käyttöikä, h	1000
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	555
Ulkomitat, nettoleveys, mm	645
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	575
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	760
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	670
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	670
Pesutilan käyttökorkeus, mm	375
Pesutilan käyttöleveys, mm	415
Pesutilan yläkorin syvyys, mm	469
Nettopaino, kg	55
Pesutilan käyttösyvyys, mm	480
Bruttopaino, kg	65
Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus, N/m <sup>2</sup>	150
<b>Päästötiedot</b>	
Äänenpainetaso työskentelypaikalla	≤70 dB(A) re 20 µPa
Lämmönluovutus huonetilaan, MJ/h	0,83
<b>Ohjelmat</b>	
Vario TD Teho	•
Vario TD Dental	•
<b>Ominaisuudet</b>	
2 integroitua annostelupumpua ja säiliötä nestemäisten aineiden annosteluun	•
Silmämääräinen tason valvonta	•
Höyrynkondensaattori	•
Kolminkertainen veden suodatusjärjestelmä	•
Liitäntä prosessidokumentointia varten	•
Kuormausalustan suoraliitäntä	•
DryPlus	•
Pesutila laadukasta ruostumatonta terästä (1.4404/316L)	•
<b>Liitännävaihtoehdot</b>	
RS 232 -sarjaliitäntä, laajennettavissa USB:n avulla	•
<b>Vaat.muk., sertif.,symbolit</b>	
CE 0051	•
IP-suojausluokka normin EN 60529 mukaisesti: IP21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-2-040	•
RoHS-direktiivi 2011/65/EU	•
EU, lääkinällisten laitteiden luokka IIb	•