

## Munspegel med lampa

EKULFs art.nr: 2048 (munspegel) 2049 (extra spegel)

### Varubeskrivning

En smidig munspegel med lampa som gör det möjligt att på ett smidigt sätt kontrollera tänder och tandkött. Tack vare den smarta LED-lampan får du ett starkt ljus som gör att du klart och tydligt ser tänderna. Drivs med medföljande 1 st AAA R03-batteri. Spegeln är utbyttbar.

- Längd handtag: 154 mm
- Diameter spegel: 18 mm (22 mm)
- Vikt: 22 g (inkl. batteri)

### Material

Handtag: plast, gummerad av/på knapp.

Spegel: spegelglas.

Levereras i en steril förpackning gjord av cellofanplast.

### Leverantör

Ekulf AB, Navestadsgatan 31,  
Box 11101, 600 11 Norrköping  
Telefon: 011-14 40 30

