

A 803

Pidike

siirtoinstrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii yläkoriin A 105/1 ja moduuliin A 315/1 yhdessä suodatinputken A 800 kanssa
- Sopii lukuisille kulma- ja käsikappaleille sekä turbiineille
- K 32 mm, L 32 mm, S 40 mm

EAN: 4002515460993 / Materiaalin numero: 09863100 /
Vanhan materiaalin numero: 69680300D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Tuoteyhteydät	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Pidike	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	32
Ulkomitat, nettoleveys, mm	32
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	40
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	110
Nettopaino, kg	0,05
Bruttopaino, kg	0,10