

E 468

Teline

erilaisten välineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Hitsattu rst-verkkokori kannella ja väliseinällä
- Silmukan koko 5 x 5 x 1 mm
- Kirurgisten moottoreiden koneelliseen käsittelyyn jakajan poistamisen jälkeen.
- Noudata valmistajan antamia koneellisen käsittelyn ohjeita
- Ei sovi E 198:aan

EAN: 4002512277280 / Materiaalin numero: 05043640 /
Vanhan materiaalin numero: 69546801D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	76
Ulkomitat, nettoleveys, mm	170
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	250

E 468

Teline

erilaisten välineiden optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002512277280 / Materiaalin numero: 05043640 /

Vanhan materiaalin numero: 69546801D

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	205
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	315
Nettopaino, kg	0,68
Bruttopaino, kg	0,83