

VALO™ X

BROADBAND LED CURING LIGHT



UUDENLAINEN
VALOKOVETTAJA

UUTUUS!

TÄYSIN UUELLEEN SUUNNITELTU

- Täysin alusta alkaen uudelleen kehitetty ja tämän hetken innovatiivisin valokovettaja

SUUREMPI LINSSI

- 12,5 mm:n linssi sopii kaikille hampaille taaten samalla ulottuvuuden ja potilaalle miellyttävän toimenpiteen

MONIKOKOONPANO

- Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana laitteena (toimitus sisältää pariston ja johtosovittimen)

AKSELEROMETRI-TOIOMINTO

- Voit helposti ja nopeasti vaihtaa kovetus- ja diagnostisten tilojen välillä

KORKEALAATUINEN AVARUUSALUMIINI

- Unibody-muotoilu on poikkeuksellisen kestävä ja mahdollistaa erinomaisen lämmönhallinnan

YKSINKERTAINEN LIITÄNTÄ

- Kovetus- ja diagnostisten tilojen valinta, käyttö ja aktivointi ylä- ja alapainikkeilla tai akselerometri toiminnolla

TAKUU 5 VUOTTA

- Sisältää 5 vuoden valmistajan takuun

12 LEDIN PIIRISARJA

- Erittäin voimakas ja laajakaistainen valo takaa erinomaisen yhtenäisen säteen, kovetussyvyyden ja sädekimpun

KOVETUSTILAT: Standard Power Mode, Xtra Power Mode | DIAGNOSTISEN VALON TILAT: White Light Diagnostic Aid Mode, Black Light Diagnostic Aid Mode

TILOJEN KIERTÄMINEN



KOVETUSTILAT:
Voit valita ja vaihtaa kovetustiloja siirtämällä VALO X-valoa eteenpäin napautuksella.



DIAGNOSTISEN VALON TILAT: Voit valita ja vaihtaa diagnostisen valon tiloja siirtämällä VALO X-valoa sivulle napautuksella.

SISÄLTÄÄ LINSSIVARUSTEET

KAKSI KOVETUSLINSSIÄ



PointCure™ Lens ProxiCure™ Ball Lens

KOLME DIAGNOSTISTA LINSSIÄ



TransLume™ Lens Interproximal Lens Diffuser Lens

5973 - VALO X-pakkaus

- 1 kpl VALO X LED -valokovettaja
- 5 kpl lisävarustelinssijä
- 2 kpl ladattavia paristoja
- 1 kpl paristolaturi
- 1 kpl virtalähde (pariston lataamiseen tai virtasovittimelle)
- 1 kpl johtosovitin
- 1 kpl käsikappaleen pidike
- 1 kpl valosuojaja
- 1 kpl suojapussien näytepakkaus

Tarvikkeet

- 4951 VALO X -paristolaturi
- 4952 Virtalähde ja yleispistokkeet
- 5189 VALO X kiinteä johto
- 5437 VALO X -paristot 2 kpl/pakkaus
- 4665 VALO X -suojaussit 100 kpl/pakkaus

Seuraa meitä!



© 2022 Ultradent Products, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

UPP 411-FI 11-2022

ULTRADENT.EU